




			Ge- wicht	Verpak- king	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerk- ingstijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hardheid na 24 uur
	ART. NR.	Klasse 1			Afdrukgips							
 	800100 800105	Afdrukgips Afdrukgips wit, Afdrukgips roze.	 		Natuur	100 gr : 50 ml.	1 min.	2,5 min.	0,06%	0,07%	20	30
		Klasse 2			Snelle reparaties, artikulatorgips, gipsslotjes, inbedgips (cuvettengips)							
	800110	Normaal hard wit			Natuur	100 gr : 50 ml.	8 min.	20 min.	0,20%	0,18%	30	40
	800125	Normaal hard Snelafbindend wit.			Natuur	100 gr : 50 ml.	4 min.	10 min.	0,20%	0,18%	30	40
	800130	Semi-Hard, wit.			Natuur	100 gr : 40 ml.	7 min.	15 min.	0,17%	0,15%	40	50
	800706	Artifix "extra wit".			Synthese	100 gr : 30 ml.	3 min.	6 min.	0,04%	0,03%	60	70
 	803100 803110	Artikulatorgips 3 min. Artikulatorgips 8 min.			Synthese Synthese	100 gr : 30 ml. 100 gr : 30 ml.	1,5 min. 4 min.	3 min. 8 min.	0,04% 0,04%	0,03% 0,03%	50 50	60 60
 	803000 803010	Artikulatorgips 4,5 min. Artikulatorgips 8 min.			Natuur Natuur	100 gr : 40 ml. 100 gr : 40 ml.	2 min. 4 min.	4,5 min. 8 min.	0,05% 0,05%	0,04% 0,04%	40 40	50 50
	800135	Extra Hard wit.			Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
		Klasse 3			Prothese-en tegenbeetmodellen							
  	800155 800165 800160	Durofix (pastelkleuren) Durofix Blauw, Durofix Groen, Durofix Geel.			Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,15%	0,13%	60	70
    	800190 800170 800187 800180 800185	Duradur (extra ingekleurd) Duradur wit, Duradur blauw, Duradur groen, Duradur geel, Duradur roze.			Natuur	100 gr : 30-32 ml.	5 min.	12 min.	0,14%	0,13%	70	85
	800360	Delta White langzaam afbindend.			Synthese	100 gr : 30 ml.	7 min.	15 min.	0,12%	0,10%	75	90
  	800380 800350 800390	Delta Serie Delta Blue, Delta White, Delta Yellow			Synthese	100 gr : 30 ml.	5 min.	12 min.	0,12%	0,10%	75	90
 	803200 803210	Super-Art wit. Super-Art snelafbindend wit.			Synthese Synthese	100 gr : 30 ml. 100 gr : 30 ml.	7 min. 4 min.	14 min. 10 min.	0,11% 0,11%	0,09% 0,09%	65 65	80 80
		Klasse 3			Prothese-en tegenbeetmodellen "dubbel gemalen gips"							
	800208	Heborock roze.			Natuur	100 gr : 30 ml.	7 min.	15 min.	0,13%	0,12%	90	110
	800200	Moldano blauw.			Natuur	100 gr : 30 ml.	4 min.	7 min.	0,16%	0,18%	180	190
 	800721 800726	BlueRock, YellowRock.			Synthese	100 gr : 30 ml.	7 min.	14 min.	0,10%	0,09%	100	120
		Klasse 4			Definitieve modellen, tegenbeet modellen, prothese modellen, sokkelgips							
	803450	Semirock roze			Synthese	100 gr : 26 ml	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	110	135
	801010	Gilrock Super roze			Synthese	100 gr : 25 ml	6 min.	12 min	0,10%	0,09%	130	160
  	803350 803360 800714	Sokkeldent (stapelbaar) wit Sokkeldent FL (vloeibaar) wit 25kg Sokkel Plus FL (vloeibaar) donkerblauw 20 kg	  	  	Synthese	100 gr : 25 ml. 100 gr : 23 ml. 100 gr : 23 ml.	4 min. 5 min. 4 min.	8 min. 9 min. 8 min.	0,08%	0,08%	130	170

Onze gipsen worden geleverd in zakken van 25 kg, dozen van 20 kg of in emmers van 12,5 kg.
Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

			Ge- wicht	Verpak- king	Gipsoort	Mengverhouding	Verwerking- stijd (CA.)	Afbindtijd (CA.)	Expansie na 2 uur	Expansie na 24 uur	Hard- heid na 2 uur	Hardheid na 24 uur
Klasse 4			Orthodontie- en studiemodellen									
●	801003	Gildont sneeuw wit	20		Synthese	100 gr. : 25 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	130	150
●	800761	WhiteStone extra wit	20		Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,12%	0,10%	210	300
●	801503	Gildent wit	20		Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
Klasse 4			Framework									
●	801120 801130	UltraStone Ultrastone goudbruin Ultrastone geel	25		Natuur	100 gr. : 22 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	170	210
●	801020 801040	Gilstone wit Gilstone roze	25		Synthese	100 gr. : 23 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	120	170
Klasse 4			Alle keramiek-en metaal techniek. K+B, tandkransen, losse stempen E.D.									
●	801061	Tru Stone roze	11,5		Natuur	100 gr. : 24 ml.	5-6 min.	9-11 min.	0,09%	0,09%	40	70
●	801503 801514	Gildent Gildent wit Gildent goudbruin	20		Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	215	260
●	801922	Stardent ivoor	20		Synthese	100 gr. : 18-20 ml.	8 min.	18 min.	0,10%	0,08%	220	250
●	801753 801750 801757	EuroRock EuroRock goudbruin 15 kg EuroRock goudbruin 18 kg (6x3) EuroRock pastelgeel 15 kg	18 (6x3) 15		Synthese	100 gr. : 20 ml.	7 min.	12 min.	0,10%	0,09%	240	270
●	801110 801100 801117 801105 801115	UltraDent UltraDent wit UltraDent goudbruin UltraDent ivoor UltraDent groen UltraDent grijs	25		Natuur	100 gr. : 20 ml.	6 min.	12 min.	0,10%	0,08%	240	290
●	800758 800756 800752 800740	DeltaDent Plus DeltaDent Plus wit DeltaDent Plus pastelgeel DeltaDent Plus goudbruin DeltaDent Plus blauw	20		Synthese	100 gr. : 20 ml.	5 min.	10 min.	0,10%	0,08%	290	340
●	801822	Gilplast ivoor	20		Synthese	100 gr. : 18-10 ml.	8-10 min.	17 min.	0,10%	0,08%	220	230
●	171004 106904	Marmoplast N Ivoor MarmoPlast N goudbruin	25		Natuur	100 gr. : 20 ml.	7 min.	15 min.	0,09%	0,07%	60	90
Klasse 4			CAD-CAM Systemen (Cerec)									
●	801070	CAM-Stone N roodbruin	25		Natuur	100 gr. : 20 ml.	4 min.	7-9 min.	0,08%	0,06%	240	270
Klasse 5			SuperHardgips met een hoge expansie voor een speciale dentale techniek									
●	100764	UltraDent E goudbruin	25		Natuur	100 gr. : 20 ml	7 min	13 min	0,25%	0,25%	60	90

Doos Zak Emmer

Onze gipsen worden geleverd in zakken van 25 kg, dozen van 20 kg of in emmers van 12,5 kg.
Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.