

| ART. NR. | PRODUCTNAAM EN KLEUR | GIPS-SOORT | MENGVERHOUDING | VERWER-KINGSTIJD (CA.) | AFBIND-TIJD (CA.) | EXPAN-SIE NA 2 UUR | EXPAN-SIE NA 24 UUR | HARD-HEID NA 2 UUR | HARD-HEID NA 24 UUR |
|------------------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | KLASSE 1 | SNELLE REPARATIES, ARTIKULATORGIPS, GIPSSLOTJES | | | | | | | |
| 800100 800105 | Afdruk-gips Afdruk-gips wit, Afdruk-gips roze. | Natuur | 100 gr : 50 ml. | 1 min. | 2,5 min. | 0,06% | 0,07% | 20 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|----------|-------|-------|----|----|
| | KLASSE 2 | INBEDGIPS (cuvettengips) | | | | | | | |
| 800110 | Normaal hard wit | Natuur | 100 gr. : 50 ml. | 8 min. | 20 min. | 0,20% | 0,18% | 30 | 40 |
| 800125 | Normaal hard Snelafbindend wit. | Natuur | 100 gr. : 50 ml. | 4 min. | 10 min. | 0,20% | 0,18% | 30 | 40 |
| 800130 | Semi-Hard, wit. | Natuur | 100 gr. : 40 ml. | 7 min. | 15 min. | 0,17% | 0,15% | 40 | 50 |
| 800706 | Artifex "extra wit". | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 3 min. | 6 min. | 0,04% | 0,03% | 60 | 70 |
| 803100 | Artikulatorgips 3 minuten. | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 1,5 min. | 3 min. | 0,04% | 0,03% | 50 | 60 |
| 803010 | Artikulatorgips 8 minuten. | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 4 min. | 8 min. | 0,04% | 0,03% | 50 | 60 |
| 803001 | Artikulatorgips 4,5 minuten. | Natuur | 100 gr. : 40 ml. | 2 min. | 4,5 min. | 0,05% | 0,04% | 40 | 50 |
| 803010 | Artikulatorgips 8 minuten. | Natuur | 100 gr. : 40 ml. | 4 min. | 8 min. | 0,05% | 0,04% | 40 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | KLASSE 3 | PROTHESE - EN TEGENBEETMODELLEN, INBEDDEN | | | | | | | |
| 800135 | Extra Hard wit. | Natuur | 100 gr. : 30-32 ml. | 5 min. | 12 min. | 0,15% | 0,13% | 60 | 70 |
| 800155 800165 800160 | Durofix (pastelkleuren) Durofix Blauw, Durofix Groen, Durofix Geel. | Natuur | 100 gr. : 30-32 ml. | 5 min. | 12 min. | 0,15% | 0,13% | 60 | 70 |
| 800191 800170 800187 800180 800185 | Duradur (extra ingekleurd) Duradur wit, Duradur blauw, Duradur groen, Duradur geel, Duradur roze. | Natuur | 100 gr. : 30-32 ml. | 5 min. | 12 min. | 0,14% | 0,13% | 70 | 85 |
| 800360 | Delta White langzaam afbindend. | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 7 min. | 15 min. | 0,12% | 0,10% | 75 | 90 |
| 800380 800350 800390 800370 | Delta Serie Delta Blue, Delta White, Delta Yellow, Delta Pink. | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 5 min. | 12 min. | 0,12% | 0,10% | 75 | 90 |
| 803200 803210 | Super-Art wit. Super-Art snelafbindend wit. | Synthese Synthese | 100 gr. : 30 ml. 100 gr. : 30 ml. | 7 min. 4 min. | 14 min. 10 min. | 0,11% 0,11% | 0,09% 0,09% | 65 65 | 80 80 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|------------------|--------|---------|-------|-------|-----|-----|
| | KLASSE 3 | PROTHESE -EN TEGENBEETMODELLEN "DUBBEL GEMALEN GIPS" | | | | | | | |
| 800208 | Heborock roze. | Natuur | 100 gr. : 30 ml. | 7 min. | 15 min. | 0,13% | 0,12% | 90 | 110 |
| 800200 | Moldano blauw. | Natuur | 100 gr. : 30 ml. | 4 min. | 7 min. | 0,16% | 0,18% | 180 | 190 |
| 800721 800726 | BlueRock, YellowRock. | Synthese | 100 gr. : 30 ml. | 7 min. | 14 min. | 0,10% | 0,09% | 100 | 120 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|------------------|--------|---------|-------|-------|-----|-----|
| | KLASSE 4 | ORTHODONTIE - EN STUDIEMODELLEN | | | | | | | |
| 801003 | Gildont Sneeuw wit | Synthese | 100 gr. : 25 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 130 | 150 |
| 800761 | WhiteStone extra wit | Synthese | 100 gr. : 20 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,12% | 0,10% | 210 | 300 |
| 801503 | Gildent wit | Synthese | 100 gr. : 20 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 215 | 260 |

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk en zet fouten voorbehouden.

| ART. NR. | PRODUCTNAAM EN KLEUR | GIPS-SOORT | MENGVERHOUDING | VERWER-KINGSTIJD (CA.) | AFBIND-TIJD (CA.) | EXPAN-SIE NA 2 UUR | EXPAN-SIE NA 24 UUR | HARD-HEID NA 2 UUR | HARD-HEID NA 24 UUR |
|----------|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | KLASSE 4 | FRAMEWERK | | | | | | | |
| 801120 | UltraStone | Natuur | 100 gr. : 22 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 170 | 210 |
| 801130 | Ultrastone goudbruin, Ultrastone geel | | | | | | | | |
| 801020 | Gilstone, wit | Synthese | 100 gr. : 23 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 120 | 170 |
| 801040 | Gilstone, roze | | | | | | | | |
| 800714 | Sokkel Plus FL (vloeibaar) donkerblauw. | Synthese | 100 gr. : 23 ml. | 4 min. | 8 min. | 0,08% | 0,08% | 130 | 170 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-----|
| | KLASSE 4 | ALLE KERAMIEK-EN METAAL TECHNIEK. K+B, TANDARKRANSEN, LOSSE STOMPEN ED. | | | | | | | |
| 801061 | Tru Stone roze. | Natuur | 100 gr. : 24 ml. | 5-6 min. | 9-11 min. | 0,09% | 0,09% | 40 | 70 |
| 801514 | Gildent | Synthese | 100 gr. : 20 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 215 | 260 |
| 801503 | Gildent wit, Gildent goudbruin. | | | | | | | | |
| 801100 | Stardent ivoor. | Synthese | 100 gr. : 18-20 ml. | 8 min. | 18 min. | 0,10% | 0,08% | 220 | 250 |
| 801750 | EuroRock | Synthese | 100 gr. : 20 ml. | 7 min. | 12 min. | 0,10% | 0,09% | 240 | 270 |
| 801757 | EuroRock goudbruin, EuroRock Pastelgeel. | | | | | | | | |
| 801110 | UltraDent | Natuur | 100 gr. : 20 ml. | 6 min. | 12 min. | 0,10% | 0,08% | 240 | 290 |
| 801100 | UltraDent goudbruin, UltraDent wit, 801118 UltraDent ivoor, 801105 UltraDent groen, 801115 UltraDent grijs. | | | | | | | | |
| 800758 | DeltaDent Plus | Synthese | 100 gr. : 20 ml. | 5 min. | 10 min. | 0,10% | 0,08% | 290 | 340 |
| 800756 | DeltaDent Plus wit, DeltaDent Plus pastelgeel, 800752 DeltaDent Plus goudbruin. | | | | | | | | |
| 801822 | Gilplast ivoor. | Synthese | 100 gr.: 18-10 ml. | 8-10 min. | 17 min. | 0,10% | 0,08% | 220 | 230 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|-----|-----|
| | KLASSE 4 | CAD-CAM SYSTEMEN (cerec) | | | | | | | |
| 801070 | CAM-Stone N Roodbruin. | Natuur | 100 gr. : 20 ml. | 4 min. | 7-9 min. | 0,08% | 0,06% | 240 | 270 |
| 171004 | Marmoplast N Ivoor, | Natuur | 100 gr. : 20 ml. | 7 min. | 15 min. | 0,09% | 0,07% | 60 | 90 |
| 106904 | MarmoPlast N goudbruin. | | | | | | | | |

Alle technische specificaties en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen en druk en zet fouten voorbehouden.